




RESORBA[®], IL COLLAGENE
TOP QUALITY PER

LA CHIRURGIA ORALE



IL TUO SUPPORTO QUOTIDIANO
PER TUTTI I TRATTAMENTI
CHIRURGICI

RESORBA[®]

REPAIR AND
REGENERATE

RESORBA[®] COLLAGENE

PER LA CHIRURGIA ORALE



Resorba è l'azienda tedesca leader nella produzione di collagene di alta gamma per il supporto alla chirurgia dentale, maxillo e altre discipline mediche.

La CHIRURGIA ORALE comprende molteplici procedure ove viene suggerito l'utilizzo dei coni in collagene Resorba Parasorb[®], in particolare sono indicati dopo le avulsioni per la preservazione degli alveoli, nel trattamento delle infezioni parodontal, nella gestione dei traumi dentali, ecc.

L'utilizzo dei coni viene altresì indicato per ridurre le complicanze successive alle avulsioni dentarie.

RESORBA[®] CONE

SENZA antibiotico
Parasorb[®] Cone

CON antibiotico
Parasorb[®] Cone Genta

RESORBA® COLLAGENE

PER LA CHIRURGIA ORALE

PARASORB® CONE RIASSORBIBILI

Per il trattamento dopo le avulsioni dentarie



PARASORB Cone

- 1 cono di collagene contiene 22,4 mg di fibre di collagene equino nativo.

PARASORB Cone Genta

- 1 cono collagene-gentamicina contiene 22,4 mg di fibre di collagene equino nativo;
- 16 mg di solfato di gentamicina, equivalente a 8,8-11,4 mg di gentamicina.



PERCHÉ IL COLLAGENE?

Il collagene è completamente assorbibile. Questo significa che non è necessario un secondo intervento per la rimozione come è richiesto per i materiali non riassorbibili. Le naturali fibre di collagene attivano il processo di coagulazione come il collagene endogeno.

PERCHÉ LA GENTAMICINA?

La gentamicina solfato è un aminoglicoside con un ampio spettro di attività antibatterica.

Per alcuni antibiotici, (es. aminoglicosidi) la massima concentrazione sierica possibile determina l'estensione dell'azione battericida e la durata degli effetti postantibiotici.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Cone in Collagene

- in grado di assorbire grandi quantità di fluidi grazie alla loro struttura spugnosa;
- rapida integrazione nel tessuto circostante;
- emostasi rapida e sicura;
- rapida ed efficace stabilizzazione del coagulo;
- plastico, facile da sagomare ed adattare ai difetti.



INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

CONI IN COLLAGENE SENZA PROTEZIONE ANTIBIOTICA

PARASORB® Cone

- Trattamento di un alveolo post estrattivo senza difetto osseo e senza segni di infezione;
- Dispositivo emostatico dopo estrazioni di denti e negli interventi di chirurgia orale.

CONI IN COLLAGENE CON PROTEZIONE ANTIBIOTICA

PARASORB® Cone Genta

- Trattamento di un alveolo post estrattivo senza difetto osseo ma con segni evidenti di infezione;
- Trattamento preventivo in caso di "pazienti a rischio" (diabetici, con patologie sistemiche o pazienti immunocompromessi ecc.);
- Trattamento degli alveoli dopo il curettage chirurgico;
- Apicectomie;
- Cistectomie;
- Rizectomie;
- Rimozione di denti inclusi nella zona dei molari.

NOTA BENE

I CONI sono particolarmente indicati nel trattamento di alveoli e/o in difetti con morfologie tonde e regolari.

PARASORB® Cone è un prodotto composto con collagene ad alta intensità.

CODICE	TIPO	MISURA	CONF.
DK 1010	PARASORB® Cone	Ø 1,2cm x height 1,6cm	10pz
MK 10	PARASORB® Cone Genta	Ø 1,2cm x height 1,6cm	10pz