

Feroce 2011

Preparazione del sito implantare veloce, sicura e semplice

La preparazione iniziale del sito implantare è un'operazione spesso difficile, in quanto gli strumenti rotanti dedicati presenti nei kit implantari sono spesso di bassa qualità, poco bilanciati e non idonei per ottenere un taglio iniziale netto, rapido e preciso sull'osso.

Le frese Butterfly Feroce 2011.023.CAL e 2011.023.CAXL sono frese esclusive, ideate da Butterfly Italia. Sono il risultato di un lungo lavoro di progettazione e messa a punto da parte della nostra azienda, con il coinvolgimento di importanti opinion leader che hanno avuto modo di testare ed apprezzare le qualità di questi nuovi strumenti rotativi.

Butterfly Feroce 2011 sono frese iniziali lanceolate per l'implantologia, con marcature di profondità a 7, 8.5, 10, 11.5 e 13 mm., predisposte per agevolare la preparazione del tunnel implantare, e sono compatibili con la maggior parte delle sistematiche implantari.


Rispetto alle altre frese lanceolate in commercio, Butterfly Feroce 2011 hanno una peculiarità che le rende uniche. La speciale geometria della punta, in prossimità della congiunzione dei tre lati

taglienti, conferisce alla punta un'angolazione tale da consentire alle frese di penetrare con estrema facilità anche nel tessuto osseo con elevata densità.

Le frese Butterfly Feroce 2011 sono costruite in acciaio speciale che garantisce prestazioni elevate nel tempo e un taglio rapido e preciso.

Butterfly Feroce 2011 garantiscono altresì la perfetta bilanciatura e l'elasticità ottimale per la preparazione iniziale del sito implantare.

Le frese Butterfly Feroce 2011 con gambo CAXL sono specifiche per la preparazione del sito implantare post-estrattivo; sono inoltre ideali per l'utilizzo nei casi in cui vi siano elementi dentari adiacenti alla sede dell'impianto. Le Feroce sono disponibili anche con gambo CAL per l'impiego standard.



2011 Feroce	
	
L. mm	13.0
Ø ISO (1/10 mm)	023
Gambo CAL	2011-023-205
Gambo CAXL	2011-023-206

