



i-Brush



Dispositivo per la gestione delle perimplantiti

- Facile e rapido utilizzo, non necessita incisioni
- Efficace decontaminazione della superficie implantare
- Conservazione della rugosità superficiale dell'impianto
- Previene un ulteriore riassorbimento osseo
- Favorisce la rigenerazione ossea
- Minimizza il tasso di fallimento implantare
- 2.000~5.000 giri/min. (con irrigazione)
- Confezione da 10 pezzi monouso


Prima



Evidente perimplantite. La superficie S.L.A. dell'impianto è contaminata e infetta in modo significativo.



Dopo 3 minuti di i-Brush





Dopo 3 minuti di trattamento con i-Brush, senza apertura del lembo, non si evidenziano residue contaminazioni nè infezioni sulla superficie implantare.



Neo_i-Brush_V01-2020

i-Brush II



Brush scaler per la gestione delle perimplantiti

- Scaler implantare per la decontaminazione efficace della superficie implantare
- Trattamento non chirurgico della perimplantite
- Il debridement meccanico riproduce la rugosità superficiale dell'implanto
- Previene un ulteriore riassorbimento osseo
- Favorisce la rigenerazione ossea
- Il design a "L" della punta in titanio raggiunge ogni spazio della tasca e consente la pulizia dell'intera superficie implantare
- Velocità: 2.000 ~ 10.000 giri/minuto
- Confezione da 10 pezzi monouso

